

EN Dr. Brown's® Zero-Resistance™ Specialty Feeding System Includes the Infant-Paced Feeding Valve

Dr. Brown's® Zero-Resistance™ Specialty Feeding System was designed in collaboration with medical professionals seeking an oral feeding solution for infants identified with complex feeding challenges such as those often observed in infants with cleft lip and palate, ankyloglossia, high-arched palate, oro-neuromotor dysfunction, common or rare syndromic sequences and/or craniofacial anomalies.

The *Zero-Resistance™ Specialty Feeding System* assists infants who are unable to generate adequate suction to retrieve fluid from a bottle. This bottle system allows the infant to retrieve fluid by compressing the nipple/teat. The Infant-Paced Feeding Valve (blue one-way valve) can be inserted into any Dr. Brown's narrow nipple/teat to create a "compression" nipple/teat.

Benefits of the Zero-Resistance™ Specialty Feeding System:

- Consistent and reliable nipple/teat flow rates
- Infant directed feeding vs. manually expressed boluses by feeder
- Requires minimal assembly
- Helps decrease gassiness/air intake and burping with non-squeeze method
- Preserves Vitamins A, C, and E in breastmilk.
- Easy to clean and safe for dishwasher, sanitizer, and autoclave*
- Fully reusable system
- The full bottle system and nipples/teats are BPA free and do not contain natural rubber latex.
- Exhibits a typical feeding bottle design

***Autoclave (Steam Sterilization) is not to exceed 30 cycles.**

NOTE: With the Infant-Paced Feeding Valve (blue one-way valve) in place, the nipple/teat will fill with fluid as infant elevates tongue to the underside of the nipple/teat during feeding. No manual priming of the nipple/teat is necessary.

Technical Notes:

NOTE: The Zero-Resistance™ Specialty Feeding System WILL NOT FUNCTION as intended without the INSERT, RESERVOIR (Internal Vent System) and INFANT-PACED FEEDING VALVE. If the baby needs the Infant-Paced Feeding valve (blue-one way valve), leave the internal vent system in place.

- The *Zero-Resistance™ Specialty Feeding System* is composed of either a 4 oz/120 mL or an 8 oz/250 mL bottle system with the internal vent system, a silicone nipple/teat and the Infant-Paced Feeding Valve.
- Eight (8) different nipple/teat flow rates are available to custom-fit all infants' needs.
- This bottle system is not intended to be a disposable system. Prior to first use, wash with soap and water. In hospital/clinical setting, consider sanitizing. In home environment, boil for 5 minutes, rinse well, and air dry. Rinse immediately after use and clean with soap and water, rinse well, and air dry before reusing. In hospital/clinical environment, consider sanitizing once every 24 hours.
- Do not warm the liquid beyond body temperature of 98.6°F (37°C).
- If you are having difficulty using the *Zero-Resistance™ Specialty Feeding System*, call **Dr. Brown's Customer Service at 1-800-778-9001** or contact us at: **help@drbrownsbaby.com**. For purchases made outside the United States and Canada, please contact your local distributor.
- For more information about the *Zero-Resistance™ Specialty Feeding System* visit: **drbrownsmmedical.com/products/specialty-feeding**

Read and save these instructions for future use.

BEFORE FIRST AND EACH USE

Before first use, fully disassemble all parts, wash the product, then place the components in boiling water for five minutes. This is to ensure hygiene. To prevent a possible choking hazard, pull on the nipple/teat in all directions before each use to ensure it does not tear. Inspect carefully, especially when the child develops teeth. Discontinue use and replace the nipple/teat immediately if any signs of wear or damage are visible, such as cracking or change of shape. Small pieces can accidentally be inhaled and cause serious injury.

CLEANING

CAUTION: Do not use the wire cleaning brush to clean the nipple/teat as this will cause it to tear. Be sure to remove wire cleaning brush from bottle before cleaning. Fully disassemble all parts and wash prior to each use. All parts are safe for use in dishwasher (top rack only), electric sterilizer, microwave sterilizer, or boiling water. Do not microwave wire cleaning brush.

ASSEMBLY AND FEEDING

Please refer to diagram.

To assemble the internal vent system, connect the reservoir tube to the insert so that they fit tightly together. Place the assembled vent system into the bottle. Snap the nipple/teat into the collar, affix collar to bottle and turn until closed (do not over-tighten). If warming the bottle – always remove all bottle components before warming and use the storage/travel cap. Always test the temperature of milk before feeding baby.

Do not shake the bottle. Shaking will cause air bubbles. Formula should be stirred gently to fully dissolve lumps as lumps can clog nipple/teat holes. Fill to the desired amount. To prevent potential leaks, do not fill the bottle above the FILL LINE WARNING.

Options+ Bottles – With or Without Vent

It's recommended that the internal vent system be installed for the most comfortable feeding, however the vent system can be removed as baby's feeding develops; providing an experience similar to most nipple/teat vented bottles.

REMINDERS

For proper bottle and venting function, only use Dr. Brown's® nipples/teats with this bottle; other brands may leak or flow too fast or too slow. When feeding your baby, hold the bottle so that the reservoir tube hole in the bottom of the bottle is not covered by liquid (approximately at a 45° angle). Keep your baby propped up during feeding. Remove from your baby's mouth when they are not feeding. Change nipples/teats after six weeks of use.

When transporting bottles, always keep them upright and use storage/travel cap or disk to help prevent leaking. During air travel, remove internal parts and secure with travel cap or disk to prevent leaking from air pressure.


For your child's safety and health

WARNING!

- Continuous and prolonged sucking of fluids will cause tooth decay.
- Always check food temperature before feeding.
- Throw away at the first signs of damage or weakness.
- Keep components not in use out of the reach of children.
- Never attach to cords, ribbons, laces or loose parts of clothing. The child can be strangled.
- Never use feeding nipples/teats as a pacifier/soother.
- Always use this product with adult supervision.
- Glass containers may break.
- Always check the nipples/teats for signs of wear and replace when damaged.
- Do not use a microwave oven to heat the bottle as microwave ovens can create hotspots in milk/formula and/or bottle components.
- Do not leave the nipple/teat in direct sunlight, heat, or in sterilizing solution for longer than recommended as this may weaken the nipple/teat.
- Do not allow a child to walk, or run while using any bottle.
- Do not let a child take a bottle to bed or self-feed for long periods.

GLASS WARNING

Dr. Brown's glass bottles are made of borosilicate glass. Glass bottles may break. Bottles should always be inspected before each use for sharp edges, fragments, or flakes of glass that may have become dislodged and loose inside the bottle. Do not use if there are any cracks or chips on the bottle. Sudden temperature changes can cause glass bottles to crack or break. Do not freeze glass bottles. **Never allow the child to stand, walk, or run while using a glass bottle. Do not allow baby to self feed.**



Bottle Components

- 1 Cover/Cap
- 2 Collar
- 3 Nipple/Teat
- 4 Infant-Paced Feeding Valve (blue one-way valve)
- 5 Travel Disk
- 6 Insert
- 7 Reservoir Tube
- 8 **Vent Assembly:** Press firmly together to prevent leakage

FR **Système d'allaitement spécial Zero-Resistance™ de Dr. Brown's® Avec valve d'écoulement personnalisé**

Le système d'allaitement spécial Zero-Resistance™ de Dr. Brown's® a été conçu avec la collaboration de professionnels de la santé afin d'offrir une solution d'alimentation par voie orale pour les nourrissons éprouvant des problèmes complexes d'alimentation par voie orale, tels que ceux souvent observés chez les nourrissons qui souffrent d'une fente labiale/palatine, d'ankyloglossie, d'une voûte palatine ogivale, de dysfonctionnements oro-moteurs/neuromoteurs, de séquences syndromiques courantes ou rares ou d'anomalies craniofaciales.

Le Système d'allaitement spécial Zero-Resistance™ est conçu pour aider les nourrissons incapables de générer une succion adéquate pour extraire le liquide d'un biberon typique. La valve d'écoulement personnalisé permet au nourrisson d'extraire le liquide en comprimant la tétine. La valve d'écoulement personnalisé (valve antiretour bleue) peut s'insérer dans toute tétine étroite Dr. Brown's afin de créer une tétine de « compression ».

Avantages du système d'allaitement spécial Zero-Resistance™ :

- Tétine à débit constant et fiable
- Allaitement dirigé par le nourrisson vs bolus extrait manuellement par un distributeur
- Assemblage minimal requis
- Contribue à réduire les gaz/l'ingestion d'air et les renvois sans exercer de pression sur le biberon
- Préserve les vitamines A, C et E contenues dans le lait maternel.
- Facile à nettoyer et convient au lave-vaisselle, à l'assainisseur et à l'autoclave*
- Système entièrement réutilisable
- L'ensemble du système de biberons et de tétines est exempt de BPA et il ne contient pas de latex de caoutchouc naturel.
- Design de biberon standard

*L'autoclave (stérilisation à la vapeur) ne doit pas excéder 30 cycles.

REMARQUE : Une fois la valve d'écoulement personnalisé (valve bleue unidirectionnelle) en place, la tétine se remplit de liquide dès que le nourrisson soulève la langue sous la tétine pendant le boire. Aucun amorçage manuel n'est nécessaire.

Précisions techniques :

REMARQUE : Sans le RACCORD, LE RÉSERVOIR (système de ventilation interne) et LA VALVE D'ÉCOULEMENT PERSONNALISÉ, le système d'allaitement spécial Zero-Resistance™ NE FONCTIONNERA PAS comme prévu. Si le bébé a besoin de la valve d'écoulement personnalisé (valve bleue unidirectionnelle), laissez l'évent interne assemblé en place.

- Le Système d'allaitement spécial Zero-Resistance™ comprend un biberon de 120 mL/4 oz ou un biberon de 250 mL/8 oz avec le système d'évent interne, une tétine en silicone et la valve d'écoulement personnalisé.
- Huit (8) débits de tétines différents sont disponibles pour convenir sur mesure aux besoins de tous les nourrissons.
- Ce système d'allaitement n'est pas conçu pour être jetable. Avant la première utilisation, lavez le produit à l'eau et au savon. En milieu hospitalier/clinique, on peut stériliser. À la maison, bouillir pendant 5 minutes, bien rincer, puis sécher à l'air. Rincez immédiatement après chaque usage et lavez à l'eau et au savon, rincez bien et séchez à l'air avant la prochaine utilisation. En milieu hospitalier/clinique, on peut stériliser toutes les 24 heures.
- Ne chauffez pas le liquide au-delà de la température corporelle de 37°C (98,6°F).
- Si vous éprouvez des difficultés à utiliser le Système d'allaitement spécial Zero-Resistance™, téléphonez le service à la clientèle de Dr. Brown's à 1-800-778-9001 ou contactez-nous à help@drbrownsbaby.com. Pour les achats effectués à l'extérieur des États-Unis et du Canada, veuillez contacter votre distributeur local.
- Pour de plus amples informations à propos du Système d'allaitement spécial Zero-Resistance™, visitez le site : drbrownsmc.com/products/specialty-feeding

Lisez et conservez ces instructions pour les utilisations futures.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION ET AVANT CHAQUE USAGE

Avant la première utilisation, démontez complètement toutes les pièces et lavez le produit, puis placez les composants dans l'eau bouillante pendant cinq minutes. Cela vise à assurer l'hygiène. Pour prévenir les risques de suffocation, tirez sur la tétine dans toutes les directions avant chaque usage pour vérifier qu'elle ne se déchire pas. Inspectez le produit soigneusement, surtout si l'enfant a des dents. Cessez l'utilisation et remplacez immédiatement la tétine si elle est usée ou visiblement endommagée, par exemple par une fente ou une déformation. De petites pièces peuvent être inhalées accidentellement et causer des blessures graves.

NETTOYAGE :

MISE EN GARDE : N'utilisez pas la brosse métallique pour nettoyer la tétine, car cela causerait des déchirures. Extrayez la brosse/le goupillon métallique du biberon avant le nettoyage. Démontez complètement toutes les pièces et lavez-les avant chaque usage. Toutes les pièces conviennent au lave-vaisselle (plateau supérieur seulement), au stérilisateur électrique, au stérilisateur par micro-ondes et à l'eau bouillante. N'exposez pas la brosse métallique aux micro-ondes.

ASSEMBLAGE ET ALLAITEMENT

Voir illustration.

Pour assembler l'évent interne, emboîtez le raccord sur le tube du réservoir de façon à ce qu'ils s'adaptent parfaitement. Insérez l'évent assemblé dans le biberon. Emboîtez la tétine dans la bague de serrage et placez-la sur le biberon, en serrant jusqu'à ce qu'elle soit fermée (mais sans trop serrer). Lorsque vous faites chauffer le biberon, veillez toujours à enlever préalablement tous les éléments du biberon et utiliser le couvercle de stockage/transport. Vérifiez toujours la température du lait avant de nourrir le bébé.

N'agitez pas le biberon, car cela formerait des bulles d'air. La préparation lactée doit être mélangée délicatement afin de dissoudre les grumeaux qui risqueraient de bloquer les trous de la tétine. Versez la quantité voulue dans le biberon. Pour prévenir les déversements potentiels, ne dépassez pas le REPÈRE DE NIVEAU MAXIMUM du biberon.

Biberons Options+ – Avec ou sans évent

Il est recommandé d'installer le système d'évent pour un boire plus confortable, mais le système d'évent peut être démonté lorsque le bébé apprend à se nourrir afin d'offrir une expérience d'allaitement similaire à celle de la plupart des biberons aérés par la tétine.

RAPPELS

Pour que le biberon et le système d'évent fonctionnent bien, n'utilisez que des tétines Dr. Brown's®. Les tétines d'autres marques risquent de fuir ou de couler trop vite ou trop lentement. Pendant que le bébé tète, tenez le biberon de manière à ce que le trou dans le tube du réservoir dans le fond du biberon ne soit pas couvert de liquide (angle d'environ 45°). Tenez votre bébé en position semi-assise pendant qu'il tète. Enlevez le biberon de la bouche de votre bébé lorsqu'il ne tète pas. Changez la tétine après environ six semaines d'usage.

Pendant le transport des biberons, tenez-les à la verticale et utilisez le couvercle ou capuchon de transport pour prévenir les fuites. Pendant les voyages en avion, retirez les éléments internes et bouchez le biberon avec le couvercle ou capuchon de transport pour éviter d'éventuelles fuites dues à la pression de l'air.


Pour la sécurité et la santé de votre enfant

AVERTISSEMENT !

- La succion continue et prolongée de liquides cause la carie dentaire.
- Vérifiez toujours la température des aliments avant leur consommation.
- Jetez le produit dès qu'il montre tout signe de dommage ou de faiblesse.
- Conservez les composants non utilisés hors de portée des enfants.
- N'attachez jamais le produit à des cordons, rubans, lacets ni pièces détachées de vêtements. L'enfant risquerait de s'étrangler.
- N'utilisez jamais la tétine du biberon comme suce ou jouet de dentition.
- Utilisez toujours ce produit sous la supervision d'un adulte.
- Les contenants en verre peuvent se casser.
- Vérifiez toujours si la tétine est endommagée et remplacez-la lorsqu'elle l'est.
- N'utilisez pas un four à micro-ondes pour réchauffer le biberon, car ce type de four peut générer des points chauds dans le lait ou les composants du biberon.
- Ne laissez pas la tétine sous la lumière directe du soleil ou une source directe de chaleur, ni dans une solution stérilisante plus longtemps que recommandé, car cela pourrait affaiblir la tétine.
- Ne laissez pas un enfant marcher ni courir pendant l'utilisation d'un biberon.
- Ne permettez pas à l'enfant de garder le biberon dans son lit ni de s'auto-alimenter pendant de longues périodes.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LE VERRE :

Les biberons en verre Dr. Brown's sont faits de verre borosilicaté. Les biberons en verre peuvent se casser. Les biberons doivent être inspectés avant utilisation pour vérifier qu'il n'y a aucun bord tranchant et qu'aucun morceau ou éclat de verre ne s'est détaché et n'est tombé au fond. N'utilisez pas de biberons présentant des fêlures ou des ébréchures. N'exposez pas les biberons en verre à de brusques changements de température; ils risqueraient de se fêler ou de se casser. Ne congélez pas les biberons en verre. **Ne laissez jamais un enfant se lever, marcher ni courir pendant l'utilisation d'un biberon en verre. Ne permettez pas à l'enfant de s'auto-alimenter.**



Composants du biberon

- 1 Couvercle/Capuchon
- 2 Bague
- 3 Tétine
- 4 La valve d'écoulement personnalisé (valve bleue unidirectionnelle)
- 5 Disque de voyage
- 6 Raccord
- 7 Tube du réservoir
- 8 **Ensemble d'évent :**
Pressez-les fermement ensemble pour prévenir les fuites

Sistema de alimentación especializado *Zero-Resistance*™ Dr. Brown's® Incluye la Válvula de alimentación adaptada al ritmo del bebé

El Sistema de alimentación especializado *Zero-Resistance*™ Dr. Brown's® se diseñó en colaboración con profesionales médicos que buscaban una solución a la alimentación por boca para los bebés identificados con grandes dificultades para alimentarse, como las observadas en bebés con paladar hendido y labio leporino, anquiloglosia, arco palatal alto, disfunciones oromotoras y neuromotoras, secuencias sindrómicas comunes o raras y/o anomalías craneofaciales.

El Sistema de alimentación especializado *Zero-Resistance*™ se diseñó para ayudar a los bebés que no pueden generar la succión adecuada para extraer el líquido de un biberón convencional. La Válvula de alimentación adaptada al ritmo del bebé permite al bebé extraer el líquido mediante la compresión de la tetina. La Válvula de alimentación adaptada al ritmo del bebé (válvula azul) se puede insertar en cualquier tetina estrecha Dr. Brown's para crear una tetina de "compresión".

Beneficios del Sistema de alimentación especializado *Zero-Resistance*™:

- Tasa de flujo de la tetina consistente y confiable
- Alimentación dirigida por el bebé frente a bolos extraídos manualmente por la persona que lo alimenta
- Requiere ensamblaje mínimo
- Ayuda a reducir los gases/entrada de aire y eructos con el método sin apretar
- Conserva las vitaminas A, C y E de la leche materna.
- Fácil de limpiar y puede ponerse en el lavavajillas, en desinfectante y autoclave*
- Sistema completamente reutilizable
- El sistema de biberón completo y las tetinas no contienen BPA ni látex de caucho natural.
- Presenta un diseño de biberón para alimentación típica

*El autoclave (esterilización por vapor) no debe superar los 30 ciclos.

NOTA: Con la Válvula de alimentación adaptada al ritmo del bebé (válvula azul de una vía) colocada, la tetina se llenará de líquido cuando el bebé eleve la lengua hasta la parte inferior de la tetina durante la alimentación. No es necesario el cebado manual de la tetina.

Notas técnicas:

NOTA: El Sistema de alimentación especializado *Zero-Resistance*™ NO FUNCIONARÁ correctamente sin el INSERTO, el DEPÓSITO y la VÁLVULA DE ALIMENTACIÓN ADAPTADA AL RITMO DEL BEBÉ. Si el bebé necesita la Válvula de alimentación adaptada al ritmo del bebé (válvula azul de una vía), deje el sistema de ventilación interna en su lugar.

- El Sistema de alimentación especializado *Zero-Resistance*™ está compuesto por un sistema de biberón de 4 oz / 120 mL o de 8 oz / 250 mL con el sistema de ventilación interna, una tetina de silicona y la Válvula de alimentación adaptada al ritmo del bebé.
- Puede optar entre ocho (8) niveles de flujo diferentes de tetina para adaptarse a las necesidades de todos los bebés.
- Este sistema de biberón no está pensado para ser un sistema desechable. Antes del primer uso, lave con agua y jabón. En entornos hospitalarios o clínicos, considere la posibilidad de desinfectar. En el hogar, hierva durante 5 minutos, enjuague bien y deje secar al aire. Enjuague inmediatamente después de usar y limpie con agua y jabón, enjuague bien y deje secar al aire antes de volver a usar. En entornos hospitalarios o clínicos, considere la posibilidad de desinfectar una vez cada 24 horas.
- Caliente el líquido sin rebasar la temperatura corporal de 98.6°F (37°C).
- Si tiene dificultades al usar el Sistema de alimentación especializado *Zero-Resistance*™, llamar al servicio de atención al cliente de Dr. Brown's al 1-800-778-9001 o contáctenos en help@drbrownsbaby.com. Para compras realizadas fuera de los EE. UU. y Canadá, por favor, comuníquese con su distribuidor local.
- Para obtener más información sobre el Sistema de alimentación especializado *Zero-Resistance*™ visite: drbrownsmmedical.com/products/specialty-feeding

Lisez et conservez ces instructions pour les utilisations futures.

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ Y DE CADA USO

Antes del primer uso, desarme por completo todas las piezas y lave el producto; a continuación, coloque los componentes en agua hirviendo durante cinco minutos. Esto es para garantizar la higiene. Para evitar el posible riesgo de atragantamiento, tire de la tetina en todas las direcciones antes de cada uso para asegurarse de que no se rompa. Inspecciónela con atención, especialmente cuando al bebé le salgan los primeros dientes. Interrumpa el uso y reemplace la tetina de inmediato si muestra algún signo de deterioro o daño, como fisuras o cambios de forma. Los trozos pequeños pueden inhalarse accidentalmente y causar lesiones graves.

LIMPIEZA

PRECAUCIÓN: No utilice el cepillo de limpieza metálico para limpiar la tetina, ya que causará roturas. Asegúrese de retirar el cepillo de limpieza metálico del biberón antes de limpiarlo. Desmonte completamente todas las piezas y lávelas antes de cada uso. Todas las piezas pueden lavarse en el lavavajillas (solo en la rejilla superior), en el esterilizador eléctrico o para microondas, o en agua hirviendo. No ponga en el microondas el cepillo de limpieza metálico.

MONTAJE Y ALIMENTACIÓN

Por favor, consulte el diagrama.

Para montar el sistema de ventilación interna, conecte el tubo del depósito al inserto de manera que se ajusten bien. Coloque el sistema de ventilación interna montado en el biberón. Presione la tetina en el cuello, coloque el cuello en el biberón y gire hasta que cierre (no lo apriete demasiado). Si va a calentar el biberón, siempre retire todos los componentes del biberón antes de calentar y use la tapa para almacenamiento/viaje. Compruebe siempre la temperatura de la leche antes de alimentar al bebé.

No agite el biberón. Si lo agita, se formarán burbujas de aire. La fórmula debe removerse suavemente para disolver los terrones, ya que estos pueden obstruir los orificios de la tetina. Llene con la cantidad deseada. Para prevenir posibles escapes, no llene el biberón por encima de la ADVERTENCIA DE LA LÍNEA DE LLENADO.

Biberones Options+ – Con o sin sistema de ventilación

Se recomienda instalar el sistema de ventilación interna para que la alimentación resulte más cómoda; sin embargo, el sistema de ventilación puede retirarse a medida que progresa la alimentación del bebé; esto le ofrecerá una experiencia similar a la de la mayoría de los biberones con ventilación de tetina.

RECORDATORIOS

Para lograr una función adecuada del biberón y del sistema de ventilación, utilice solo tetinas Dr. Brown's® con este biberón; otras marcas pueden gotear o tener un flujo muy lento o muy rápido. Cuando alimente a su bebé, sujete el biberón de manera que el orificio del tubo del depósito en el fondo del biberón no esté cubierto con líquido (aproximadamente en un ángulo de 45 grados). Mantenga al bebé semisentado durante la alimentación. Retire el biberón de la boca del bebé cuando no se esté alimentando. Sustituya las tetinas cada seis semanas de uso.

Cuando transporte los biberones, manténgalos siempre en posición vertical y utilice la tapa o el disco para almacenamiento o viaje para prevenir escapes. Si viaja en avión, retire las piezas internas y asegure con la tapa o el disco para viaje, para evitar escapes debido a la presión del aire.

Para la seguridad y salud de su hijo


¡ADVERTENCIA!

- Chupar líquidos de forma continua y prolongada causará caries dentales.
- Compruebe siempre la temperatura de la comida antes de alimentar.
- Deséchelo tan pronto la vea dañada o frágil.
- Mantenga todos los componentes fuera del alcance de los niños cuando no los utilice.
- Nunca la sujete a cordones, cintas ni partes sueltas de la ropa. El niño corre peligro de estrangulamiento.
- Nunca utilice las tetinas como chupete.
- Siempre utilice este producto bajo la supervisión de un adulto.
- Los envases de vidrio se pueden romper.
- Siempre revise que las tetinas no tengan signos de desgaste y reemplácelas cuando estén dañadas.
- No utilice el horno de microondas para calentar el biberón, ya que los hornos de microondas puedan crear zonas calientes en la leche o fórmula o en los componentes del biberón.
- No deje la tetina expuesta a la luz solar directa o al calor ni en una solución para esterilizar durante más tiempo del recomendado, ya que esto puede debilitar la tetina.
- No permita que el niño camine o corra mientras usa el biberón.
- No permita que el niño se vaya a dormir con el biberón ni que se alimente solo durante períodos prolongados.

ADVERTENCIA SOBRE EL VIDRIO

Los biberones de vidrio Dr. Brown's están hechos de vidrio de borosilicato. Los biberones de vidrio se pueden romper. Los biberones se deben inspeccionar antes de cada uso para comprobar que no tengan bordes afilados, fragmentos o láminas de vidrio que se hayan desmenuado y estén sueltos. Mantenga el biberón de manera que el orificio del tubo del depósito en el fondo del biberón no esté cubierto con líquido (aproximadamente en un ángulo de 45 grados). Mantenga al bebé semisentado durante la alimentación. Retire el biberón de la boca del bebé cuando no se esté alimentando. Sustituya las tetinas cada seis semanas de uso.

Nunca permita que el niño esté parado, camine o corra mientras usa un biberón de vidrio. No permita que el bebé se alimente solo.



Componentes del biberón

- 1 Tapa
- 2 Cuello
- 3 Tetina
- 4 la Válvula de alimentación adaptada al ritmo del bebé (válvula azul de una vía)
- 5 Disco para viaje
- 6 Inserto
- 7 Tubo del depósito
- 8 **Sistema de ventilación:**
Presione firmemente para prevenir escapes